

Micro pinzas desechables Vitreq

Material de un sólo uso



FICHA TÉCNICA

Clase de producto: MDD Clase IIa estéril, de un solo uso.	Caducidad: <ul style="list-style-type: none">• Cinco años desde la fecha de fabricación
Fabricante: Vitreq Holanda	Descripción: <ul style="list-style-type: none">• Instrumento diseñado para agarrar y manipular tejidos intraoculares durante la cirugía oftálmica.
Certificados: Certificado CE ISO 13485	Material de fabricación: <ul style="list-style-type: none">• Mango : ABS• Puntas: Acero Inoxidable• Shaft : aleación de níquel y cobalto • Absencia de: Látex / Ftalatos / componentes de origen animal.
Método de esterilización: <ul style="list-style-type: none">• Mediante óxido de etileno	Material de acondicionamiento: <ul style="list-style-type: none">• Primario: bandeja PETG& embolsado en bolsa de plástico.• Secundario : Caja de cartón

Características Generales:

- Pinzas desechables, varios modelos y tamaños.
- Código de colores para facilitar la identificación del tamaño (G)
- Uso profesional
- Para usar en quirófano u otras instalaciones estériles donde se realice la cirugía oftálmica.

Advertencias y Precauciones: Ver etiqueta en la caja y el prospecto.

Información del Producto:

Vitreq Micro Pinzas Desechables		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-FC23.D02	Pinza microserrada 23Ga	5
BVI-FC23.D03	Pinza para ILM de agarre final 23Ga	5
BVI-FC23.D04	Pinza asimétrica de agarre final 23Ga	5
BVI-FC23.D05	Pinza Eckardt de agarre final 23Ga	5
BVI-FC23.D06	Pinza Kuhn 45° agarre final 23Ga	5
BVI-FC23.D07	Pinza Shah Extra agarre final 23Ga	5
BVI-FC25.D02	Pinza microserrada 25Ga	5
BVI-FC25.D03	Pinza para ILM de agarre final 25Ga	5
BVI-FC25.D04	Pinza asimétrica de agarre final 25Ga	5
BVI-FC25.D05	Pinza Eckardt de agarre final 25Ga	5
BVI-FC25.D06	Pinza Kuhn 45° agarre final 25Ga	5
BVI-FC25.D07	Pinza Shah Extra agarre final 25Ga	5
BVI-FC27.D05	Pinza Eckardt de agarre final 27Ga	5
BVI-FC27.D07	Pinza Shah Extra agarre final 27Ga	5
BVI-FC20.D02	Pinza microserrada de 20Ga	5
BVI-FC20.D03	Pinza para ILM de agarre final 20Ga	5
BVI-FC20.D04	Pinza asimétrica de agarre final 20Ga	5
BVI-FC20.D05	Pinza Eckardt de agarre final 20Ga	5
BVI-FC27.D03	Pinza para ILM de agarre final 27Ga	5

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amosta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

