

Cánulas desechables Vitreoretinianas Vitreq

Material de un solo uso



FICHA TÉCNICA

Clase de producto: MDD Clase IIa estéril, de un solo uso.	Caducidad: <ul style="list-style-type: none">• Cinco años desde la fecha de fabricación.
Fabricante: Vitreq Holanda	Indicación: <ul style="list-style-type: none">• Las cánulas oftálmicas están destinadas a facilitar la irrigación y aspiración simultánea del interior del ojo durante la cirugía oftálmica.
Certificados: Certificado CE ISO 13485	Material de fabricación: <ul style="list-style-type: none">• Cabezal aguja: Polipropileno• Aguja/Vástago: Poliamida o Acero Inoxidable• Punta “blanda”: Silicona• Tubos : Silicona or PE/COPE• Brida : Policarbonato, Acero inoxidable• Ausencia de: Latex / Pftalatos / Componentes de origen animal
Método de esterilización: <ul style="list-style-type: none">• Óxido de Etileno	Material de empaquetado: <ul style="list-style-type: none">• Primario: Bandeja PETG& embolsado de papel• Secundario: Caja de carton.

Características Generales:

- Cánulas oftálmicas desechables, varios modelos y tamaños
- Codificado por colores para facilitar la identificación

Advertencias & Precauciones: Ver la etiqueta de la caja y el prospecto.

Información del producto:

Cánulas desechables Vitreoretinianas VitreQ

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
BVI-MD23.D01	Cánula p/ Inyección PFC 23G	5
BVI-MD25.D01	Cánula p/ Inyección PFC 25G	5
BVI-MD20.D01	Cánula p/ Inyección PFC 20G	5
BVI-CN23.D03	Cánula VFI 23G	5
BVI-CN25.D03	Cánula VFI 25G	5
BVI-CN27.D03	Cánula VFI 27G	5
BVI-CN20.D03	Cánula VFI 20G	5
BVI-CN23.D01	Cánula punta de silicona 23G	5
BVI-CN25.D01	Cánula punta de silicona 25G	5
BVI-CN23.D04	Cánula c/ cistitomo 23G	5
BVI-CN25.D04	Cánula c/ cistitomo 25G	5
BVI-CN23.D05	Cánulas de punta roma c/ luer-lock 23G	5
BVI-CN25.D05	Cánulas de punta roma c/ luer-lock 25G	5
BVI-CN27.D05	Cánulas de punta roma c/ luer-lock 27G	5
BVI-CN20.D05	Cánulas de punta roma c/ luer-lock 20G	5
BVI-IF20.D01	Cánula de Infusión, 4mm 20G	5
BVI-IF20.D02	Cánula de Infusión, 6mm 20G	5
BVI-IF20.D03	Cánula Infusión p/ aceite de silicona, 4mm 20G	5
BVI-IF20.D04	Cánula Infusión p/ aceite de silicona, 6mm 20G	5

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

