


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BLEFAROSTATO BARRAQUER STANDARD

REFERENCIA: K1-5000
K1-5009

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato Barraquer modelo standard, diseñado para separar y mantener fijos los párpados.

Medidas: Referencia K1-5000, hojas de 10 mm de longitud.
Referencia K1-5009, hojas de 15 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de mayo del 2015, rev.2