


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## BLEFAROSTATO BARRAQUER STANDARD, 15mm

REFERENCIA: K1-5010

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato Barraquer estándar, diseñado para mantener los párpados separados con el fin de exponer el globo ocular en adultos.

Medidas: Hoja de 15mm. Longitud total del blefaróstato 40 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de mayo del 2015, rev.2*