

BLEFAROSTATO KRATZ-BARRAQUER FACO STANDARD 15mm

REFERENCIA: K1-5050
MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato de hojas abiertas Kratz-Barraquer modelo standard. Diseñado para separar y mantener fijos los párpados, para el acceso sin obstrucciones en la incisión de catarata con Faco o con la punta de I/A.

Medidas: Hojas de 15mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 01 de Febrero del 2017, rev. 1.