


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

BLEFAROSTATO TANNA-LIEBERMAN AJUSTABLE

REFERENCIA: K1-5668

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato con separadores de varillas metálicas abiertas, con mecanismo de ajuste. Hojas con tracción. Mecanismo sencillo, para una fácil inserción y retirada.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 7 cm. Hojas de 15 mm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 18 de mayo de 2015, rev. 2