


BLEFAROSTATO PLANO SELTZER AJUSTABLE

REFERENCIA: K1-5672

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato plano ajustable Seltzer con varillas separadas, diseñado para mantener los párpados apartados, con el fin de exponer el globo ocular. Recomendado para la técnica de LASIK.

Medidas: Hoja de 15mm. Longitud total del blefaróstato 60 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2