

"BLEFAROSTATO LIEBERMAN, FORMA ""V"" AJUSTABLE, 15mm"

REFERENCIA: K1-5675

MARCA: KATENA



<u>Descripción</u>: Blefarostato con separadores de varillas metálicas abiertas en forma de V, diseñado para mantener el paño quirúrgico debajo de los párpados. Mantener además los párpados apartados, con el fin de exponer el globo ocular. Con mecanismo de ajuste.

Medidas: Largo total 7 cm. Hojas de 15 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 21 de enero de 2016, Rev.1.







