

BLEFAROSTATO GRANDE CHU FEMTO

REFERENCIA: K1-5696

MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato Chu Femto. Diseñado con el mecanismo patentado de "doble-X". Acción única que abre las tapas en un movimiento paralelo para una mínima presión externa en el globo. Este mecanismo está diseñado para manipularse alejado de la intervención y las cuchillas se abren para el acceso sin obstáculos.

Diseñado para la catarata, de refracción, glaucoma e intervenciones corneales.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 25 de noviembre de 2015, Rev. 1.