

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## DEPRESOR ESCLERAL SCHOCKET

REFERENCIA: K1-7825

MARCA: KATENA



Descripción: Depresor escleral Schocket de doble extremo con clip para bolsillo, diseñado para realizar indentación escleral y así visualizar la periferia retiniana.

Medidas: Longitud total del instrumento: 135 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2*