

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

RETRACTOR LACRIMAL KNAPP 4 DIENTES AFILADOS

REFERENCIA: K1-9001

MARCA: KATENA



Descripción: Retractor de saco lacrimal Knapp. Punta con cuatro ganchos afilados de 4mm x 8mm de ancho. Mango aserrado plano, con acabado pulido.

Medidas: La longitud total del instrumento es de 135 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2