

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

RETRACTOR DE TEJIDOS HELVESTON "BARBIE"

REFERENCIA: K1-9010

MARCA: KATENA



Descripción: Retractor de tejidos terminado en una hoja fina y curva.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 12,5 cm. Hoja de 7 mm de ancho.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev. 2