

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## RETRACTOR DE TEJIDOS HELVESTON "BIG BARBIE"

REFERENCIA: K1-9012

MARCA: KATENA



Descripción: Retractor de tejidos terminado en una hoja fina y curva.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 12,5 cm. Hoja de 9 mm de ancho.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev. 2*