


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

RETRACTOR DE SACO LACRIMAL STEVENSON

REFERENCIA: K1-9500
MARCA: KATENA



Descripción: Retractor de saco lacrimal con tres dientes romos en las puntas. Con apertura ajustable, para optimizar su uso.

Medidas: Puntas de 1,5 cm de largo. Largo total 8,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2