

"CUCHILLETE FUKASAKU ""HOCKEY"" PUNTA CORTE 3mm"

REFERENCIA: K2-3735
MARCA: KATENA



Descripción: Cuchillete en forma de "hockey" con doble corte, borde superior de 3mm muy afilado, borde inferior de 6mm con un afilado medio.

Medidas: 118 mm de longitud.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 9 de Junio del 2017, rev.1