

GANCHO GOLF CLUB PARA CUERPOS EXTRAÑOS

REFERENCIA: K2-4000
MARCA: KATENA



Descripción: Lanceta de punta ligeramente redondeada y angulada, indicada para la extracción de cuerpos extraños.

Medidas: 118mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Enero del 2017, rev. 2.