

## GANCHO FRANCIS PARA CUERPOS EXTRAÑOS

**REFERENCIA:** K2-4050  
**MARCA:** KATENA



Descripción: Lanceta de punta angulada y en forma de bandera, para la extracción de cuerpos extraños.

Medidas: 118mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 de Enero del 2017, rev. 1.*