


MANGO CON GANCHO Y LANCETA PARA CUERPOS EXTRAÑOS

REFERENCIA: K2-4600
MARCA: KATENA



Descripción: Mango con doble terminación reversible, compuesto por un gancho y una lanceta para extraer cuerpos extraños. Mango estriado para una mejor manipulación con ambas manos.

Medidas: Mango: 91mm. Con lanceta y gancho: 176mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Enero del 2017, rev. 1