

GANCHO+FRESA WILLS EYE HOSPITAL PARA CUERPOS EXTRAÑOS

REFERENCIA: K2-4800
MARCA: KATENA



Descripción: Mango con doble terminación reversible, compuesto por un gancho y una fresa, para la eliminación de cuerpos extraños. Dispone de un mango estriado, para una mejor manipulación con ambas manos.

Medidas: Longitud total de 107mm.

Material: Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de Enero del 2017, rev. 1