


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## FRESA CORNEAL ALGERBRUSH II COMPLETA CON BATERIA

REFERENCIA: K2-4900

MARCA: KATENA



Descripción: La fresa corneal Algerbrush II de Katena, está diseñada específicamente para el pulido de la superficie corneal.

Motor completo con batería "AA"

**K2-4909:** fresa redonda de 0,5 mm de diámetro.

**K2-4910:** fresa redonda de 1,0 mm de diámetro.

Material: Acero inoxidable grado médico. Batería de litio.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2*