

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ROMPE-HOJAS y MANGO CASTROVIEJO CON CIERRE

REFERENCIA: K2-5000

MARCA: KATENA



Descripción: porta cuchillas con cierre deslizante.

Este instrumento también se utilizaba para asegurar las cuchillas de gillette y luego, por medio de presión, partir un segmento de dicha cuchilla para ser utilizado como escalpelo (de aquí su nombre). Esta referencia se utiliza como mango para dicho pedazo de cuchilla o cualquier tipo de cuchilla.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Medidas: Largo total 12,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev. 2