

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ALIO MICS Trapezoid Diamond Knife

REFERENCIA: K2-6660

MARCA: KATENA



Descripción: La hoja de diamante con forma trapezoidal tiene 1,25mm de anchura en la punta y 1,4mm en la zona escleral. Indicada para realizar un orificio trapezoidal que garantice la entrada suave de todos los instrumentos con la técnica MICS. Para conseguir un corte correcto, la marca existente en la punta del cuchillete deberá coincidir con la zona endotelial de la cornea.

Material: Acero inoxidable grado médico y hoja de diamante.

Presentación: Caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo de 2015, rev. 2