

PUNCH TRABECULECTOMIA LUNTZ-DODICK, 1,0mm

REFERENCIA: K2-9505

MARCA: KATENA



Descripción: Punch Luntz-Dodick para trabeculectomía. Dispone de una punta en forma de bala, para una fácil inserción en túnel escleral. La punta angulada está diseñada para extraer tejido hasta 0,5mm de profundidad. El cabezal de corte puede situarse en cuatro posiciones, según preferencias del cirujano y es fácilmente desmontable para su limpieza, después de cada uso.

Medidas: Cabezal 1 mm de diámetro. Instrumento 10,8 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 1 de febrero de 2016, Rev.1.