

PUNCH LACRIMAL CHRISTENSEN 1mm

REFERENCIA: K2-9525

MARCA: KATENA



Descripción: Punch Christensen diseñado para abrir el punctum estenótico. El punch dispone de una fina punta cónica que puede insertarse dentro del punctum y abrir una sección de tejido de 1 mm de ancho, en una sola maniobra. De esta forma se evita tener que usar tijeras y realizar múltiples cortes, por lo que se minimiza el sangrado.

Medidas: Longitud total 95 mm. Apertura 1 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 28 de abril del 2015, Rev.1.