

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MANGO CHUCK REDONDO SERRADO

REFERENCIA: **K20-1910** **10 cm**
 K20-1920 **7,5 cm**
MARCA: **KATENA**



Descripción: Mango chuck redondo y serrado para cuchillas de microcirugía: K20-2464, K20-2465, K20-2466, K20-2467, K20-2475, K20-2476, K20-2478, K20-2488, K20-2490 y K20-2457.

Medidas: La longitud total del mango de la referencia K20-1910 es de 10 cm y de la referencia K20-1920 es de 7,5 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 7 de julio de 2015, rev.2