

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**PUNCH (DONANTE) 6,5mm**

**REFERENCIA: K20-2102**

**MARCA: KATENA**



sterile, disposable

CAT. NO.	DIAMETER	CAT. NO.	DIAMETER
K20-2100	6.0mm	K20-2108	8.0mm
K20-2102	6.5mm	K20-2109	8.25mm
K20-2103	6.75mm	K20-2110	8.5mm
K20-2104	7.0mm	K20-2111	8.75mm
K20-2105	7.25mm	K20-2112	9.0mm
K20-2106	7.5mm	K20-2114	9.5mm
K20-2107	7.75mm		

**Descripción:** Punch diseñado para cortar la córnea del donante. Su hoja de acero inoxidable está fijada sobre una base de nylon con cuatro guías de acero que permiten una perfecta alineación con el bloque de corte donde se coloca la córnea. La base presenta una ranura circular para aspirar la parte epitelial del transplante, inmovilizándola para garantizar un perfecto corte. El asiento de la córnea, con su anillo de aspiración garantiza el corte de botones de córnea, perfectamente circulares. El bloque de corte presenta cuatro orificios en su base que pueden tintarse con el rotulador que se adjunta.

Estéril.

Desechable.

**Presentación:** Caja con una unidad lista para su uso.

Incluye lápiz marcador de genciana.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0473 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 12 de agosto de 2015, rev. 2*

