

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CURETA CHALAZIÓN MEYERHOEFER

REFERENCIA: K3-10XX

MARCA: KATENA



Descripción: Cureta Meyerhoefer para intervenciones de chalazión.

Medidas:

Referencia	Diámetro (mm)
K3-1000	1,5
K3-1010	1,75
K3-1020	2,25
K3-1030	2,50
K3-1040	3,50

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2