

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CONTENEDOR DE ALCOHOL CAMELLIN PARA LASEK

REFERENCIA: K3-1820 DIÁMETRO 8,5 mm
K3-1822 DIÁMETRO 9,5 mm

MARCA: KATENA



Descripción: Contenedor de alcohol Camellin para Lasek. Su diseño con ranuras duales de fijación previene fugas de alcohol y estabiliza el ojo durante la cirugía.

Medidas:

- K3-1820: Diámetro 8,5 mm y altura del contenedor 3 mm.
- K3-1822: Diámetro 9,5 mm y altura del contenedor 3 mm.

Longitud total del instrumento 12,0 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2