

DISECTOR DE MEMBRANA DE DESCOMET ROOTMAN-GOLDICH

REFERENCIA: K3-1880
MARCA: KATENA



Descripción: Para diseccionar la membrana de descemet en procedimientos quirúrgicos de queratoplastias endoteliales.

Medidas: Longitud total de la pinza de 120mm. 1mm x 2mm de punta en media luna angulada a 45°.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 4 de Abril del 2017, rev.1