

ESPÁTULA IRIS BARRAQUER

REFERENCIA: K3-2300
MARCA: KATENA



Descripción: Espátula Iris Barraquer de punta suave y redondeada.

Medidas: Longitud total del instrumento 118 mm. 0,5mm Ø.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 10 de Marzo del 2017, Rev.1.