

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ESPATULA DOBLE PARA FACO MASKET

REFERENCIA: K3-2367
MARCA: KATENA



Descripción: Espátula que por uno de sus extremos sirve para sustentar la lente (presenta una terminación de 12 mm en forma de espátula redondeada) y por el otro actúa como el chopper (igual terminación que el divisor de núcleo Rosen ref. K3-2395).

Medidas: Longitud de 126 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015 rev.2