

CHOPPER DODICK-KAMMANN ANGULADO 1,5mm

REFERENCIA: K3-2383

MARCA: KATENA



Descripción: Este instrumento fue desarrollado para la técnica tradicional "faco chop". Cuenta con un borde inferior en forma de cuña con la parte posterior redondeada. La punta de 1,5 mm proporciona profundidad adecuada para dividir totalmente el núcleo, mientras que su extremo romo, suavemente pulido, está diseñado para evitar daños en la cápsula posterior.

Medidas: punta angulada de 1,5 mm. Longitud total del instrumento 120 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 17 de septiembre del 2015, Rev.1.