

## CHOPPER NUCLEO KOCH 1,6mm CON PUNTA ROMA

REFERENCIA: K3-2386

MARCA: KATENA



Descripción: Instrumental Chopper con punta roma. Con superficies redondeadas diseñadas para separar y dividir núcleos muy blandos, de forma segura.

Medidas: Punta angulada de 1,6 mm. Longitud total del instrumento 122 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 17 de septiembre del 2015, Rev.1.*