


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO DIVISOR DE NUCLEO PARA FACO FUKASAKU

REFERENCIA: K3-2392

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho divisor de núcleo para faco Fukasaku, con borde inferior en forma de cuña. Idóneo para la técnica de “Snap-and-Split”.

Medidas: La longitud total del instrumento es de 115 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2