

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

CHOPPER ROSEN

REFERENCIA: K3-2395

MARCA: KATENA



Descripción: Chopper de Rosen Splitter angulado 60°. Tiene una punta de 1,1mm, con la parte superior roma para proteger la capsula y un borde inferior con forma de cuña para dividir el núcleo.

Medidas: 11cm

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo de 2015, rev. 2