

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

DIVISOR DE NUCLEO PARA FACO ROSEN

REFERENCIA: K3-2396

MARCA: KATENA



Descripción: Faco fragmentador de núcleo para utilizar junto el mango de faco y diseñado especialmente para zurdos. Punta angulada 60° y borde inferior con punta roma.

Material: Acero Inoxidable grado médico.

Longitud total: 112mm

Presentación: caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2