

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ROTADOR DE NUCLEO JAFFE-BECHERT

REFERENCIA: K3-2410

MARCA: KATENA



Descripción: El rotador de núcleo JAFFE-BECHERT es una pieza de punta roma en forma de Y, angulada, de 9mm, para apoyo y sustentación del núcleo en cirugía de cataratas. Esta longitud extra de 9mm facilita la entrada del rotador a través de una incisión lateral.

Material/Composición: Acero Inoxidable. Grado Médico.

Longitud: 113mm

Presentación: caja 1 unidad

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de Mayo del 2015, rev.2