

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MANIPULADOR DE NUCLEO DRYSDALE

REFERENCIA: K3-2418
MARCA: KATENA



Descripción: Manipulador de núcleo DRYSDALE diseñado en forma de micro-paleta en la punta, de bordes redondeados. Indicado para dividir, cortar y controlar el núcleo de la catarata.

Medidas: Longitud total del instrumento 113 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015 rev.3