

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## ESPÁTULA PARA LIO JAFFE

REFERENCIA: K3-2600

MARCA: KATENA



Descripción: Manipulador para lentes Jaffe, con espátula plana de 0,5 mm de ancho.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 12 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo de 2019, rev. 2*