

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MANIPULADOR DE LIO LESTER ANGULADO

REFERENCIA: K3-2690
MARCA: KATENA



Descripción: El manipulador de lente intraocular (lio) Lester es un instrumental indicado para posicionar la lente e introducir los hápticos dentro del saco capsular.

Medidas: Tiene una longitud de 116 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015 rev.2