

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

MANIPULADOR DE LIO LESTER

REFERENCIA: K3-2691

MARCA: KATENA



Descripción: Manipulador para lentes Lester, con el extremo en forma de bóveda de 0,25 mm de diámetro. Ideal para coger el háptico inferior sin tocar la zona central de la lente.

Fabricada en acero inoxidable de grado médico.

Medidas: Largo total 11,5 cm.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo de 2015, rev. 2