

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ESPATULA PARA CICLODIALISIS ELSCHNIG

REFERENCIA: K3-3000

MARCA: KATENA



Descripción: Espátula plana de 1 mm de ancho. Instrumento para la separación del cuerpo ciliar del iris y aliviar así la tensión ocular ya que permite una mejor filtración del humor acuoso.

Material: Acero inoxidable grado médico.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo de 2015, rev.2