

## ESPÁTULA DOBLE PARA CICLODIALISIS CASTROVIEJO 0,25mm

REFERENCIA: K3-3200

MARCA: KATENA



Descripción: Espátula doble tipo Castroviejo para ciclodiálisis.

Medida: Longitud de las puntas de la espátula 10 mm y 15 mm respectivamente. Ancho 0,25 mm. Longitud total del instrumento 125 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 18 de febrero del 2015, Rev.1.*