

LAZO PARA LENTE LEWIS PEQUEÑO

REFERENCIA: K3-4000

MARCA: KATENA



Descripción: Lazo para lente Lewis pequeño diseñado para realizar extracciones del núcleo en cirugías de cataratas.

Medidas: Longitud del lazo 10 mm, ancho del lazo 50 mm. Longitud total del instrumento 138 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2