

BISECTOR DE NUCLEO KANSAS

REFERENCIA: K3-4150

MARCA: KATENA



Descripción: Bisector de núcleo con mango redondo estriado, para una mejor sujeción. Indicado en cirugía manual de incisión pequeña y para uso con K3-4152 Vectis-Kansas

Medida: Longitud total 130 mm

Ancho 4 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Fecha de edición: 10 de agosto 2018, Rev.1.