

## PLATAFORMA DE CORTE ALFONSO 3,0mm PARA K3-4146

**REFERENCIA:** K3-4157

**MARCA:** KATENA



Descripción: Plataforma de corte

Utilizado como un bloque de corte para el trisector del núcleo.

Para cirugía manual de incisión pequeña.

Para uso con K3-4146 Trisector núcleo Bucher-Kansas

Medida: Longitud total 128 mm

Ancho 3 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

*Fecha de edición: 26 de octubre de 2017, Rev.1.*