


MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ESPÁTULA ENDOTELIAL DESLIZANTE BUSIN

REFERENCIA: K3-4270
MARCA: KATENA



Descripción: Espátula endotelial deslizante con forma de embudo y muesca cortante en la punta.

Medidas: Longitud de la espátula 15mm. Longitud total del mango 90 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, Rev.2