

CUCHARILLA EVISCERACIÓN BUNGE

REFERENCIA: K3-4400 y K3-4410

MARCA: KATENA



Descripción: Cucharilla Bunge indicada para evisceración. Disponible en dos tamaños.

Medidas:

K3-4400	135 mm
K3-4410	140 mm

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 05 de marzo del 2015, Rev. 1.