

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

GANCHO INVERTIDO SINSKEY CON PUNTA ROMA 0,2mm

REFERENCIA: K3-5002

MARCA: KATENA



Descripción: El gancho invertido Sinkey de punta roma está indicado para marcar el perímetro del endotelio receptor y posicionar la lamela del donante.

Medidas: Punta angulada 90° hacia arriba. El diámetro de la punta mide 0,2 mm, la longitud de la punta 10 mm y la longitud total del instrumento 105 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad por caja.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2