

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## GANCHO MANIPULADOR DE LENTE CLAYMAN-JAFFE

REFERENCIA: K3-5170

MARCA: KATENA



Descripción: Gancho manipulador de lente intraocular con extremo angulado y punta roma de 0,15 mm de diámetro.

Medidas: Longitud total 11,5 cm. Punta de 0,15 mm de diámetro.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2*